

שימוש במנדפים – טבלה מסכמת

<u>שיטת עבודה</u>	<u>הגנה</u>	<u>מיועד ל...</u>	
יניקה של האוויר ופליטתו לאוויר החיצוני	מגן על העובד, לא מגן על הדוגמה	חומרים כימיים נדיפים, חומרים ביולוגיים	<u>מנדף כימי</u>
סינון של האוויר הנכנס והיוצא דרך שני מסנני HEPA.	מגן על העובד ועל הדוגמה	חומרים ביולוגיים (לא לחומרים כימיים נדיפים)	<u>מנדף ביולוגי</u>
יניקה של האוויר, סינון דרך מסנן פחם ופליטה לאוויר החדר.	מגן על העובד, לא מגן על הדוגמה	חומרים כימיים נדיפים, חומרים ביולוגיים	<u>מנדף עם מסנן פחם</u>
יניקה של האוויר, סינון דרך מסנן HEPA ופליטה (ללא סינון) לחלל החדר.	הגנה על הדוגמה, לא מגן על העובד	RNA, DNA (וכיו"ב), חומרים ביולוגיים – רמת סיכון 1	<u>מנדף למינארי</u>

כל המנדפים נדרשים לעבור בדיקה חצי שנתית על ידי בודק מוסמך.